

5 تخلیه چاهک‌ها و 5 بار شستشو  
هر بار 300 λ (Soaking Time): در هر  
مرحله شستشو 30 ثانیه توقف محلول  
شستشو قبل از تخلیه الزامی می‌باشد

6 100 λ  
محلول رنگزا (A+B)

از تکان دادن پلیت در این مرحله خودداری کنید

15 دقیقه انکوباسیون  
در دمای اتاق و تاریکی

7 50 λ  
محلول Stop

20 ثانیه حرکت آرام روی سطح میز

8 خوانش با فیلتر 450 nm  
فیلتر رفرانس 630 nm  
خوانش حداکثر تا مدت 15 دقیقه

1 25 λ  
کالیبراتور، کنترل، نمونه  
1:100 رقیق شده

2 100 λ  
کونژوگه بیوتینی

1 دقیقه میکروپلیت را به آرامی  
روی سطح میز تکان دهید

پوشاندن چاهک‌ها با برجسب  
مخصوص پلیت و 60 دقیقه  
انکوباسیون در دمای اتاق

3 تخلیه چاهک‌ها و 5 بار شستشو  
هر بار 300 λ (Soaking Time): در هر  
مرحله شستشو 30 ثانیه توقف محلول  
شستشو قبل از تخلیه الزامی می‌باشد

4 100 λ  
کونژوگه آنزیمی

از تکان دادن پلیت در این مرحله خودداری کنید

پوشاندن چاهک‌ها با برجسب  
مخصوص پلیت و 30 دقیقه  
انکوباسیون در دمای اتاق

نمونه

سرم یا پلاسما یا هیپارینه یا  
حاوی EDTA (ترجیحاً ناشتا)

آماده‌سازی محلول‌ها

محلول شستشو: 20 میلی‌لیتر از محلول شستشو  
(50X) را به 980 میلی‌لیتر آب مقطر دیونیزه اضافه  
کنید / نگهداری در دمای 2 تا 8 درجه سانتی‌گراد.

محلول رنگزا: محلول‌های رنگزا A و B با حجم‌های  
مساوی (1:1) مخلوط و قبل از مصرف به مدت 10  
دقیقه در دمای اتاق و تاریکی انکوبه شود.

رقیق‌سازی نمونه: حجم 10 میکرولیتر از نمونه سرم  
را به 1 میلی‌لیتر از محلول رقیق‌کننده اضافه نموده و  
با سر و ته کردن به خوبی مخلوط نمایید (رقیق‌سازی  
به نسبت 1:100)

مقادیر مرجع

Negative Result	Borderline	Positive Result
<20 (U/mL)	20-30 (U/mL)	>30 (U/mL)

نکات

غلظت کالیبراتورها و کنترل (ها) در برگه COA  
درج شده است.

Rev (C.):1402/09/14